


25 Jahre
AKTION

ThermoGrip® Schrumpftechnologie

10 zu 7
TER Schrumpfspannzangen



ALLGEMEINER
MASCHINENBAU



MEDIZIN- UND
DENTALTECHNIK



GESENK- UND
FORMENBAU



ERNEUERBARE
ENERGIEN



LUFT- UND
RAUMFAHRT



SCHIFF- UND
SCHRAUBENBAU



WERKZEUGBAU



AUTOMOTIV

Produktionskosten durch Höchstleistung senken

Die innovative Schrumpfspannzange TER revolutioniert den Einsatz von Spannzangen und Spannzangenfutter in der Fertigung. Durch Einsatz der thermischen Werkzeugspannung (Schrumpftechnik) werden beste Halte- und Rundlaufeigenschaften realisiert.

25 JAHRE Schrumpffutter ThermoGrip® TER

Gültig Juni 2024 bis Ende Dezember 2024



25 Jahre AKTION


10 zu 7

Wählen Sie 10 TER Schrumpfsparungen und bezahlen Sie nur 7 Stück.

Die 3 günstigsten Artikel sind im Rahmen dieser Aktion kostenlos.

Es gelten unsere AGB's einsehbar unter <https://www.bilz.de/sonstiges/agb>.

Ident No.	Bezeichnung	Lager	Gewicht (kg)
5076671	TER0300/11	vorrätig	0,010
5076673	TER0400/11	vorrätig	0,080
5076674	TER0600/11	vorrätig	0,040
		vorrätig	
5004694	TER0300/16	vorrätig	0,080
5004696	TER0400/16	vorrätig	0,035
5004697	TER0600/16	vorrätig	0,026
5004698	TER0800/16	vorrätig	0,030
		vorrätig	
5004699	TER0600/20	vorrätig	0,056
5004700	TER0800/20	vorrätig	0,054
5004701	TER1000/20	vorrätig	0,045
5004702	TER0300/25	vorrätig	0,092
5004703	TER0400/25	vorrätig	0,094
5004705	TER0600/25	vorrätig	0,100
5004706	TER0800/25	vorrätig	0,030
5004707	TER1000/25	vorrätig	0,030
5004708	TER1200/25	vorrätig	0,080
5004709	TER1400/25	vorrätig	0,063
5004710	TER1600/25	vorrätig	0,030
5004711	TER0600/32	vorrätig	0,160
5004712	TER0800/32	vorrätig	0,150
5004713	TER1000/32	vorrätig	0,152
5004714	TER1200/32	vorrätig	0,166
5004715	TER1400/32	vorrätig	0,162
5004717	TER1600/32	vorrätig	0,140
5004718	TER1800/32	vorrätig	0,140
5004719	TER2000/32	vorrätig	0,140



Schnittdaten Einsatz TER

Schichten: Schnittdaten $V_c = 84,78$ $f_z = 0,06$ Bearbeitungszeit 17 s, Standmenge 1500 Stück
Schruppen: Schnittdaten $V_c = 50,24$ $f_z = 0,2$ Bearbeitungszeit 30 s, Standmenge 1500 Stück

